

Die Schleifkorbtrage

Eine Schleifkorbtrage dient der sicheren und patientengerechten Rettung von Personen z.B. aus unwegsamem Gelände. Durch einen Schwimmkörper wird die Trage schwimmfähig und kann auch auf der Seebadeanstalt eingesetzt werden, um hilfsbedürftige Personen zu bergen.

Der Patient oder die Patientin kann in die Trage hineingelegt oder im Wasser auch hineingeschwemmt werden. Dies ist einfach, da der Schwimmkörper nicht umlaufend ist.

Der Patient oder die Patientin wird dann festgurtet. Am Seitenrand bietet diese Form der Krankentrage viele Ösen für Haltegurte, Sicherungsseile und Haltegriffe zum Tragen und Ziehen.

Die Fußstütze verhindert ein Herausrutschen des Patienten oder der Patientin und ermöglicht damit auch das sichere Herausragen oder Herausziehen über die große Badetreppe.

Die Korbtrage ist in einem Stück aus hochwertigem, schlagfestem und widerstandsfähigem Polyethylen mit einem durchgehenden Alurohrrahmen hergestellt. Somit ist sie korrosionsbeständig, unempfindlich gegen Chemikalien und extreme Temperaturschwankungen. Die seitlichen Wände schützen vor Druck und Stoß. Bei Benutzung als Schleifkorb mildert eine nicht aufsaugende Matratze die unmittelbare Übertragung von Stößen.

Die Schleifkorbtrage steht im Lagerraum hinter der Doppeltür.

